

ASPIRADOR PORTÁTIL ASPIRACIÓN 16 LITROS/MINUTO.



ASP-0017

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL ASPIRACIÓN 16 LITROS/MINUTO. VASO DE 1 LITRO AUTOCLAVABLE Y VÁLVULA DE VASO LLENO. CONEXIÓN A RED 220V. GRUPO DE ASPIRACIÓN ROTATIVO A PISTÓN. ASPIRACIÓN MÁXIMA -0,75MBAR.

MEDIDAS: 36X19X21CMS.

PESO 2,5KGR.

CON VACUÓMETRO Y RUEDA DE REGULACIÓN DE LA ASPIRACIÓN. SONDA ASPIRACION CH20.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA