

CABINA DE AUDIOMETRIA



VA-0013

CABINA AUDIOMÉTRICA. - DIMENSIONES: 90X90X210 CM.- ATENUACIÓN GLOBAL: 28 DB "250

- 8000HZ (CERTIFICADOS) / 32 DB "100 - 10000 HZ (CERTIFICADOS). - PESO: 265 KG. APROX.

-VENTANA: DOBLE ACRISTALAMIENTO. - NORMAS: CEI 601.1, ANSI S3.1, ISO 8253-1.

-ALIMENTACIÓN: 220 V 50-60 HZ (OTRAS BAJO DEMANDA).

-POTENCIA: 50 VA.

-ADAPTABLE A TODOS LOS AUDIÓMETROS.

-CABINA CERTIFICADA POR LGAI (Nº 95.007.927).

-PANELES LAVABLES E INTERIOR ILUMINADO.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA