

MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA. ESMALTADA.

MB-028



Material Estructura en acero esmaltado en epoxi.

Secciones 3 secciones articuladas manualmente

Posición De trendelemburg

Cabecero Articulación mediante mecanismo manual

Piecerero Articulación mediante mecanismo manual

Tapizado En polipiel sintético, interior en espuma de poliuretano

Accesorios incluidos Juego de taloneras, asiento con escotadura, cubeta para restos, y banquito de acceso