

# ELECTROBISTURÍ DIGITAL PARA CIRUGIA MONOPOLAR 50W



↔ L: 190 mm    ↗ P: 239 mm    ⇕ H: 85 mm

 Peso max  
2,5 Kg

## BIS-0004

Electrobisturí digital para cirugía monopolar 50 W.

Corte cut, dos modalidades de corte/coagulación Cut1-Cut2, coagulación Coag. Con pedal.

Medidas: 190X239X85CMS.

Peso: 2,5KGR.

### Dotación:

- Mango bisturí esterilizable- juego de 10 electrodos
- Electrodo neutro y pedal.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA