

ELECTROBISTURÍ DIGITAL PARA CIRUGIA MONOPOLAR/BIPOLAR 120W



BIS-0006

ELECTROBISTURI DIGITAL PARA CIRUGIA MONOPOLAR/BIPOLAR 120W
CONTROL CIRCUITO PLACA/PACIENTE OC. CONTROL TIEMPO DE EMISIÓN OVT.
CONTROL DE LA POTENCIA EMITIDA.
AUTO-DIAGNOSIS.

BISTURÍ ELETRÓNICO A RADIOFRECUENCIA PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR.
FUNCIONES: CORTE PURO CUT, CORTE CON COAGULACIÓN BLEND, COAGULACIÓN
SUPERFICIAL COAG FORCEP, COAGULACIÓN PROFUNDA SIN CARBONIZACIÓN COAG
SOFT Y COAGULACIÓN BIPOLAR LECTURA DIGITAL DE LA POTENCIA. LA CONEXIÓN
CON EL ELECTRODO NEUTRO ES MONITORIZADA CONSTANTEMENTE.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 CABLE DE CONEXIÓN A ELECTRODO NEUTRO.
1 MANGO ESTERILIZABLE CON PULSADOR.
1 JUEGO DE 10 ELECTRODOS DE 5 CM.
UN MANUAL DE INSTRUCCIONES.
1 PEDAL.
1 CABLE DE ALIMENTACIÓN.
1 ELECTRODO NEUTRO EN ACERO.



PRODUCTO EN CONFORMIDAD A:

CEI EN60601-1- EN60601-1-2 - EN60601-2-2 -
EN60601-1-4(1998).

CLASIFICACIÓN ELÉTRICA: I CF
CLASIFICACIÓN MDD 93/42/CEE: II B

OPCIONALES: ADAPTADOR Y CABLE PARA TRABAJAR EN MODO
BIPOLAR (NO INCLUIDO)



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA