

ELECTROBISTURÍ PARA RESECCIÓN HEPÁTICA SIN HEMORRAGIA



BIS-0008

ELECTROBISTURÍ PARA RESECCIÓN HEPÁTICA SIN HEMORRAGIA.

RESECCIÓN HEPÁTICA SIN HEMORRAGIA.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO QUIRÚRGICO.

SIN PÉRDIDA BILIAR.

ELIMINIA EL RIESGO DE HEMORRAGIA POST OPERATORIA.

ELIMINA LA PRODUCCIÓN DE ABSCESO EN EL LUGAR DE RESECCIÓN.

BUENA CICATRIZACIÓN DEL BORDE DE RESECCIÓN HEPÁTICO.

SELLADO DE LOS VASOS DE HASTA 7 MM.

ABLACIÓN TÉRMICA POR RF DE LESIONES HEPÁTICAS DE HASTA 35 X 50 MM.

EL SISTEMA SURTRON SB ES EL INSTRUMENTO ESTUDIADO Y REALIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE COAGULACIÓN PRELIMINAR AL ACTO DE RESECCIÓN, PARA REDUCIR Y/O ELIMINAR EL SANGRADO DURANTE Y DESPUÉS DE LA OPERACIÓN A ÓRGANOS PARÉNQUIMATOSOS.

CONTRIBUYE A RESOLVER EL PROBLEMA DE DESANGRADO, LO CUAL CONSTITUYE UN GRAN PROBLEMA ASOCIADO A LA RESECCIÓN DEL HIGADO, EVITA LA NECESIDAD DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, REDUCE LA MORBILIDAD DESPUÉS DE LA OPERACIÓN Y EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE.

ACTÚA POR MEDIO DE UN INNOVADOR GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA CON TENSIÓN DE INCREMENTO (PATENTADO) BAJO CONTROL AUTOMÁTICO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA AL OBJETIVO PARÉNQUIMÁTICO TRAS UN DISPOSITIVO MULTIELECTRODO, SIMILAR A UN PEINE, APROPIADO PARA EFECTUAR LA COAGULACIÓN Y EL ESTREÑIMIENTO DE TODO EL ESPESOR PARÉNQUIMAL DEL PLANO DE TRANSECCIÓN AL MISMO TIEMPO.

SE COMPONE DE: GENERADOR DE FRECUENCIA DE INCREMENTO DE TENSIÓN.

MANGO DESECHABLE SIMILAR A UN PEINE CON ELECTRODOS ANTIADHERENTES (SB COMB ARRAY).

GUIA PARA EVITAR LA FLEXIÓN DE LOS ELECTRODOS DURANTE SU INTRODUCCIÓN EN EL PARÉNQUIMA.

PROTECCIÓN PARA FAVORECER LA INTRODUCCIÓN DE LOS ELECTRODOS Y EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS TEJIDOS QUE ESTÁN BAJO EL PARÉNQUIMA.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA	250 W-75 Ω
FRECUENCIA DE SALIDA	350 KHZ
TENSIÓN MÁXIMA DE SALIDA	600 VPP
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	100-240 VAC
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	50-60 HZ
ABSORBIMIENTOS	450 VA
DIMENSIONES (MM)	470 X 150 X 400
PESO (KG)	15



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA