

# ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1 CANAL



## ELC-0008

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1 CANAL. CON PANTALLA LCD 192X64 PIXELS.

BATERÍA INTERNA LI-ION 3 HORAS DURACIÓN.

IMPRESORA TÉRMICA 50MMX30M. VELOCIDAD 25-50 MM/S.

MEDIDAS 288X210X70MM.

PESO 2,3KGR.

CALIBRACIÓN 1MV. SENSIBILIDAD 2,5-5-10-20 MM/MV. FILTROS.

REGISTRO MANUAL Y AUTOMÁTICO.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA LÍNEA BASE.

DOTACIÓN: CABLE DE PACIENTE, ELECTRODOS, GEL, CABLE ALIMENTACIÓN,