

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES CON INTERPRETACIÓN PANTALLA 3 CANALES



ELC-0009

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES CON INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.

ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LOS PARÁMETROS DEL E.C.G.. MEMORIA 100 PACIENTES.

VISUALIZACIÓN DE 3 CANALES EN LA PANTALLA DE MEDIDAS 320X240 PIXELS.

BATERÍA INTERNA LI-ION 3 HORAS DURACIÓN. IMPRESORA TÉRMICA 80MMX30M.

VELOCIDAD 5-10-25-50 MM/S. MEDIDAS 288X210X70MM. PESO 2,3KGR.

CALIBRACIÓN 1MV.

SENSIBILIDAD 2,5-5-10-20 MM/MV. FILTROS. REGISTRO MANUAL Y AUTOMÁTICO.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA LÍNEA BASE.

DOTACIÓN: CABLE DE PACIENTE, ELECTRODOS, GEL, CABLE ALIMENTACIÓN, PAPEL.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA