

AUTOCLAVE VERTICAL 9 L.



MB-035

AUTOCLAVE VERTICAL 9 LITROS. CLASE N. CICLO FIJO DE 11 MIN. 126°C 1,40BAR.
DURACIÓN TOTAL 22 MIN. POTENCIA 1500W ALIMENTACIÓN 230V 50/60HZ.
MEDIDAS INTERNAS 210X236. LONGITUD MÁXIMA DE INSTRUMENTO A ESTERILIZAR
228MM.
MEDIDAS EXTERIORES 340X335(h)



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA