

ESTEREOMICROSCOPIO SIN ZOOM



LAB-0003

ENFOQUE OPERATIVO CON MANDOS A AMBOS LADOS, POR PIÑÓN Y CREMALLERA. AJUSTE DIOPTRÍAS Y DISTANCIA INTERPUPILAR 51-75 MM. CABEZAL BINOCULAR INCLINADO 45°.

CABEZAL INCLINADO 45° Y GIRATORIO 360°. BASE ESTABLE CON PLACA DE CONTRASTE, BLANCA/NEGRA MÁS VIDRIO ANTIRREFLECTANTE Y PINZAS PORTA MUESTRAS.

ILUMINADORES: PARA LUZ INCIDENTE Y TRANSMITIDA 12V-10 WAT. PAR DE OCULARES WF10X INCLUIDOS Y PAR DE ANTEOJERAS. CAJA DE MADERA Y FUNDA DE PLÁSTICO.

VOLTAJE: 220V-50 HZ.