

RUEDA DE HOMBROS



RH-038

- Aparato diseñado para realizar los ejercicios de reeducación de los músculos de los hombros, indispensable en todo gimnasio terapéutico.
- Consta de un bastidor con cabezales metálicos de 50x50x2cm y guías de tubo de acero, sobre el que va montado el tablero, el cual se desliza a voluntad sobre las guías para ajustar el aparato a la altura que sea necesaria.
- Sobre el tablero va fijo uno de los platos con chaveta, que asu vez aloja y soporta al conjunto de: eje ranurado, muelle, disco de fricción, plato móvil con la rueda, o volante de seis radios y guías de manivela, cojinete de bronce, rodamiento axial y mando roscado de presión, para variar la resistencia durante los ejercicios.

MEDIDAS:

Peso aprox.:.....15Kg

Dimensiones:....

Ancho 170mm

Largo 1000mm

Alto 1000mm

Uso: terapéutico y rehabilitación



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local
41940 Tomares-SEVILLA