

RUEDA DE HOMBROS DE MADERA



RH-039

RUEDA DE HOMBRO EN MADERA. 90 X 90 CMS.
FABRICADA EN MADERA BARNIZADA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, GUIAS Y
RADIOS EN ACERO INOXIDABLE. EJE CON RODAMIENTOS PARA EVITAR DESGASTE Y
RUIDOS. SE PUEDE GRADUAR SU INTENSIDAD MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN.
SE SUMINISTRA MONTADA Y CON ANCLAJES.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local
41940 Tomares-SEVILLA