


NEBULIZADOR PROFESIONAL A PISTÓN HOSPYNEB



ASP-0011

Nebulizador profesional para la aerosolterapia.

Silencioso, con estructura de acero pintado.

Práctico y simple de utilizar, está estudiado para uso ambulatorio y en domicilio.

Produce una nebulización finísima del medicamento, lo que le permite llegar hasta la base de las vías respiratorias potenciando la eficacia del tratamiento. No requiere mantenimiento y el filtro de aspiración es fácilmente sustituible.

Características técnicas:

Presión: 0-0,95bar.

Presión máxima: 2,5bar.

Flujo de aire 15 litros/minuto.

Alimentación: 230/240 V - 50 Hz.

Nivel de ruido a 1 metro de 55dB.

Peso de 3,5 kgr.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA