

NEBULIZADOR ULTRASÓNICO OMRON U-17



ASP-0015

Velocidad de nebulización 0-3ml/min.

Tamaño de partícula 4,7micro m.

Capacidad de medicación 150ml (min.5ml.).

Capacidad depósito de agua 375 ml. Peso 4 kgr.

Dimensiones 276x248x226mm.

Frecuencia ultrasónica 1.7MHz.Nivel ruido 0.

Alimentación 220v/50Hz. Potencia 80W.

Volumen de aire máximo 17L/min.

Recipiente medicación de resina de polipropileno.

Filtro de aire en polietileno. Boquilla de resina de ácido etilenuinil-acetico. Mascarilla (adulto-niño) de resina de ácido etilenuinil-acetico y manguera de conexión.

Diámetro exterior de conexión 22mm, longitud 70cm.

Dotación: Boquilla normal, manga 70 - 30 - 150cm. Nebulización a tiempos largos, útil también para ventilación y anestesia. Filtro bacteriano, máscaras de niño y adulto.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA