

PULSIOXÍMETRO DE DEDO DIMED



MO-0015

SIMPLE, PEQUEÑO Y LIGERO (50GR.CON BATERÍA), FÁCIL PARA TRANSPORTAR, INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA.DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE 8 SEG. SIN UTILIZAR. ES SUFICIENTE PONER EL DEDO DENTRO DELPULSIOXÍMETRO PARA OBTENER SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PULSO POR MIN. ALIMENTACIÓN CON DOS PILAS AAA CON UNA AUTONOMÍA DE 30 HORAS. CORDÓN PARA COLGAR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPO2:35+99%. PULSO ENTRE 30 Y 250 PPM. ONDA VISUAL DEL PULSO.

SEÑAL DE BATERÍA BAJA. RESOLUCIÓN +/-1%SPO2.+/-1%PULSO.

PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL LECTURA.

MEDIDAS: 55X30X(H)35 CM.

BATERÍAS INCLUIDAS.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local
41940 Tomares-SEVILLA