

PULSIOXIMETRO PORTATIL CON ALARMAS



MO-0016

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL CON ALARMAS Y MONITOR GRÁFICO DE CONTROL. PARA ADULTOS (SONDA INCLUIDA) ,NIÑOS Y NEONATOS(SONDA NIÑOS Y NEONATOS OPCIONALES NO INCLUIDAS). ALARMA DE SPO2 - BPM – ALIMENTADO POR 4 BATERÍAS

48 HORAS CONTINUAS. MUESTRA EL VALOR DE SPO2, VALOR DE FRECUENCIA DE PULSO PLETISMOGRAMA, GRÁFICA DE BARRAS E INFORMACIÓN DE FECHA Y DE PACIENTE. MEDIDAS 160X70X37, 6MM, PESO 165GR. VISUALIZACIÓN GRÁFICA O EN TABLA DE LOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS. ALMACÉN EN MEMORIA DE 100 PACIENTES - 300 HORAS DE MEMORIA. ACCESORIOS: CORDÓN COLGAR, 4 PILAS 1,5V, SENSOR

ADULTOS Y FUNDA TRANSPORTE. MEDIDAS 160X70X38MM. PESO 165GRS. OPCIONAL SOPORTE CARGADOR PARA PULSIOXÍMETRO.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local
41940 Tomares-SEVILLA