

# BAÑOS DE PARAFINA 30 LITROS



## RH-017

Equipo consistente en un mueble metálico transportable con una cuba extraíble de acero inoxidable donde se colocan las placas de parafina.

El equipo calienta la parafina mediante una resistencia que proporciona un calor suave a la cuba, asegurando una homogénea distribución que evita quemar la parafina. No usa aceites u otros líquidos para calentar la parafina. Dispone de termostato de calentamiento y otro de seguridad, termómetro y reloj avisador.

### Utilidades:

Preparado para la terapia mediante calor húmedo aplicados a las extremidades superiores e inferiores, de fácil utilización debido a su cuba extraíble.

### Características:

Potencia 1000W

Volumen máx de la cuba 30 litros (útil 26L)

Dimensiones equipo 70x40x90cm



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA