

T.E.N.S. DIGITAL DE DOS CANALES INDEPENDIENTES

Distribuido por: S.C. Pedro
Patino Moya - Antonio
Dominguez Alanis
Tifno: + 34 954 15 07 55
e-mail: [administracion@anpe-
electromedicina.com](mailto:administracion@anpe-electromedicina.com)



T.E.N.S. DIGITAL DE DOS CANALES INDEPENDIENTES. 11 PROGRAMAS PREINSTALADOS DE LOS QUE 4 SE PUEDEN PERSONALIZAR LA DURACIÓN/FRECUENCIA DE IMPULSO Y TIEMPO DE ESTIMULACIÓN. DISPLAY RETROILUMINADO DE TRES COLORES - VERDE EN FUNCIONAMIENTO O.K. - ROJO CON FALLO CONEXIÓN ELECTRODOS Y AZUL CUANDO LA INTENSIDAD DE CORRIENTE HA LLEGADO A 2/3 DEL MÁXIMO. REGISTRO DE 30 TRATAMIENTOS. SUJECCIÓN A CINTURA. ONDA CUADRADA ASIMÉTRICA. INTENSIDAD BIFÁSICA DE 0 A 100 MA. FRECUENCIA DE IMPULSO DE 0 A 150 HZ. MODO DE USO: BURST - NORMAL - MODULACIÓN. TIMER DE 0 A 60 MIN. MEDIDAS 11,8X 6,6X 3,6CMS PESO 125GRS. 4 PILAS AAA 1,5V. INCLUYE CABLES Y 4 ELECTRODOS PREGEL DE 50X50.