

EQUIPO DE IONOFORESIS



RH-035

IONO Base+ es un generador de iontoforesis para el suministro local de principios activos por vía ionoforetica, electro-osmosis, tratamiento antálgico y tratamiento contra la hiperidrosis (excesiva sudoración), a través del efecto de re-equilibrio de la diferencia de potencial entre derma y cutis superficial. Erogador de corriente para hidrogalvanización estética modelante y contra los inestetismos de la celulitis.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tensión de alimentación 230V~ - 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida 10 VA
- Corriente máxima de salida 20 mA
- Número canales 2
- Clase de seguridad eléctrica II BF
- Dimensiones (a x a x p) 138x68x193 mm
- Peso 0.9 Kg



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA