

EQUIPO DE PRESOTERAPIA



RH-030

EQUIPO DE PRESOTERAPIA. COMPRESOR SILENCIOSO DE ALTO RENDIMIENTO, CON SU TECNOLOGÍA TGPA (TERAPIA GRADUAL DE PRESIÓN AUTOMÁTICA). PROGRAMAS: PRELLENADO Y VACIADO AUTOMÁTICO. MASAJE DISTAL DE GRAN EFECTIVIDAD GRACIAS A LINFÁTICO: SE PUEDEN ESCOGER PRESIONES EN UN RANGO DE 40 A 80MBAR, 60MBAR POR DEFECTO, PERMITIENDO ADECUAR LA PRESIÓN DE TRABAJO A LA SENSIBILIDAD Y NECESIDAD DEL USUARIO. CIRCULATORIO: SE PUEDEN ESCOGER PRESIONES EN UN RANGO DE 80 A 120MBAR, 100MBAR POR DEFECTO. PERSONAL:EL PROGRAMA PERSONAL ESTÁ INDICADO PARA EL PROFESIONAL QUE POSEE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN MASAJES POR PRESOTERAPIA. ES UN PROGRAMA QUE PERMITE SELECCIONAR LA PRESIÓN DESEADA ENTRE 30 Y 120MBAR, 80MBAR POR DEFECTO. CONECTOR RÁPIDO PARA LAS MANGUERAS. PANTALÓN ERGONÓMICO DE 12 SALIDAS. PRESIÓN DE TRABAJO: (30 -- 120 MBAR). POT.: 65W. CARCASA COMPACTA: 200 X 303 X 166 MM (ANCHO/FONDO/ALTO). CLASE 1, TIPO BF. INCLUYE: 1 APARATO. 1 CABLE DE RED. 1 PANTALÓN INTEGRAL. 1 JUEGO DE MANGUERAS PRECONECTADO AL PANTALÓN INTEGRAL. 1 MANUAL DE USO. 1 SET DE MUESTRAS GRATUITAS DE BOLSAS DE PANTALÓN DESECHABLES. NO INCLUYE CAMILLA.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA