

ULTRASONIDOS 1/3 MHZ



RH-026

Ultrasonidos de diseño compacto, caracterizado por su sencillez de uso y por su novedosa doble frecuencia de emisión, 1/3 MHz en el mismo cabezal. Gracias a su cabezal estanco, permite trabajar en modo convencional o en modo subacuático. Contiene programas prefijados con los parámetros más comunes y tiene la posibilidad de crear programas de usuario y guardarlos en memoria.

Funcionamiento a red eléctrica o batería.

Lista de Programas

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Atrofia ósea | 11. Desgarros |
| 2. Callo óseo | 12. Contracturas |
| 3. Retrasos de osificación | 13. Contusiones |
| 4. Osteitis y periostitis | 14. Tenosinovitis |
| 5. Artritis- artrosis | 15. Tenovaginitis |
| 6. Rigidez articular | 16. Tendinitis |
| 7. Distorsiones | 17. Periartritis |
| 8. Lumbalgia | 18. Bursitis |
| 9. Mialgia | 19. Dolores agudos |
| 10. 20 Dolores crónicos | |

Dotación de base:

- Cable de alimentación
- Cabezal Dual 1/3 MHz Ø 45 mm
- Manual de uso en español
- Maleta de transporte

Características técnicas

ALIM230V AC 50Hz
BATBatería recargable NiMH
FRE1 / 3 MHz
EMI Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10)
POT0.1 ÷ 3 W/cm²



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA