

ULTRASONIDOS CONTINUO/PULSÁTIL

CABEZAL DE 1 - 3 MHz.



UL-012

EMISOR CONTINUO Y PULSÁTIL DE ULTRASONIDOS, CON MODULACIÓN SELECCIONABLE 25 - 50 - 75 - 100 %.

25 PROGRAMAS PREDEFINIDOS O FUNCIONAMIENTO MANUAL.

CABEZAL MULTIFRECUENCIA DE 1 A 3 MHz UTILIZABLE EN INMERSIÓN (IP67).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

ALMACENAMIENTO

Temperatura ambiente	-10 a +50 °C
Humedad relativa	10 a 85%
Presión atmosférica	50kPa a 106 kPa

FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente	10 a 40 °C
Humedad relativa	30 a 75%
Presión atmosférica	60kPa a 106 kPa

ALIMENTACIÓN	230 / 50Hz
CONSUMO DE POTENCIA	22VA
FUSIBLE INTERNO	T 500mA
CORRIENTE IMPULSIVA MÁX.	60 mA
CORRIENTE CONTINUA MÁX.	20 mA
TENSIÓN DE SALIDA MÁX.	100 Vdc
CANALES DE SALIDA	2
TIEMPO DE TRATAMIENTO	1 a 60 minutos



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
info@anpe-lectromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA

INDIC. PARÁMETROS DE SALIDA display alfanumérico
INDICADOR DE SALIDA visual
CLASE DE SEG. ELÉCTRICA II BF
GRADO DE PROTECCIÓN IP20
DIMENSIONES UNIDAD mm 270 A x 220 P x 110 H
Peso 1,4 kg
DIADINÁMICAS
Asociación galvánica SÍ
Polaridad POSITIVA / NEGATIVA
MF
Frecuencia 50 Hz
MFS
Frecuencia 50 Hz
Tiempo de acción 1 segundo
Tiempo de pausa 1 segundo
DF
Frecuencia 100 Hz

ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS

CABLE ALIMENTACIÓN DE 2 METROS.

UN CABEZAL DE 1-3 MHz.

UN SOPORTE PARA CABEZAL.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
info@anpe-lectromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA