

# SIERRA PARA YESOS ELÉCTRICA



MCL-0084

SIERRA PARA YESOS ELÉCTRICA 220V-250W. 11.000 A 20.000 R.P.M..  
LLAVES Y DOS HOJAS INCLUIDAS. FABRICACIÓN ALEMANA.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA